MAKE MEDICAL株式会社

MEGA SERIES | ACCESSORY

ストラップボトルクーラーセット
取扱説明書

ガスを冷却することでガス内の水蒸気を取り除き吸入時、鼻に水が出ないようになります。

セット品および名称



① 専用アルミ底付
ストラップボトル



② クーラー付ストラップ
ボトルホルダー



③ USB コード

取付・接続方法

1. 側面にストラップボトルホルダーを
取り付けてください

2. 水素排出口・酸素排出口からの管を
それぞれボトル上部に接続

3. カニューラの管をストラップボトルの
側面にそれぞれ接続してください。
※ストラップボトル内に精製水は入れないでください。

4. USB 差込口に USB コードを接続してください。

5. ストラップボトルの冷却が始まります。

6. ご利用後は、電源を切ってください。





使用上の注意

- 吸入しない時、使用しない時は、電源を切ってください。
- ストラップボトル内に溜まった水は、２４時間以内であればタンクに戻して再利用できます。
- お好みで水のみ・酸素のみ・水素と酸素両方の冷却をお選びください 。

クーラー
電圧 DC5V、電流 3A