

# MEGA シリーズ 製品仕様一覧

	MEGA600	MEGA1200	MEGA2400	MEGA3600	MEGA4800
水素発生量	600ml/分±10%	1200ml/分±10%	2400ml/分±10%	3600ml/分±10%	4800ml/分±10%
水素濃度	99.9%				
酸素発生量	300ml/分±10%	600ml/分±10%	1200ml/分±10%	1800ml/分±10%	2400ml/分±10%
酸素濃度	酸素排出口にて 酸素 85~95% + 水素 5~15%				
精製水消費量	約 25cc/時間	約 50cc/時間	約 100cc/時間	約 150cc/時間	約 200cc/時間
精製水	弊社指定精製水 サンエイ化学 高純度精製水				
添加物	不使用				
吸入気体	水素 & 酸素				
連続使用時間	5 時間				
電解ユニット寿命	5000 時間以上				
電解ユニット交換	8万円(税込・送料別)	12万円(税込・送料別)	18万円(税込・送料別)	27万円(税込・送料別)	35万円(税込・送料別)
水素発生量モニター	○	○	○	○	○
水位センサー	○	○	○	○	○
水質センサー	○	○	○	○	○
温度センサー	○	○	○	○	○
電源	100-220V 50/60Hz				
消費電力		420W	840W	1350W	1680W
重量	10kg	15kg	18kg	22kg	24kg
サイズ	28×35×H45cm		32×42×H50cm	40×55×H54cm	
付属品	カニューラ 4 個、水素、酸素同時吸入用接続管 1 セット、電源コード 1 本、取扱説明書、精製水 5L	カニューラ 4 個、水素、酸素同時吸入用接続管 1 セット、ストラップボトル 1 個、電源コード 1 本、取扱説明書、精製水 20L	カニューラ 4 個、水素、酸素同時吸入用接続管 1 セット、ストラップボトル 1 個、ストラップボトル冷却器 1 台、電源コード、取扱説明書、精製水 20L		
保証期間	1 年	1 年	1 年	1 年	1 年
延長保証費用/	3 万円	5 万円	8 万円	8 万円	15 万円
価格(税込・送料込)	298,000円	458,000円	728,000円	988,000円	1,288,000円
レンタル/月(税込)	16,000円	30,000円	45,000円	60,000円	80,000円
レンタルお預り金	30,000円	50,000円	80,000円	120,000円	150,000円

※延長保証に、電解ユニットの保証は含みません。レンタル 最低1か月のご契約、毎月払いになります。

※仕様・価格は、予告なく変更する場合がございます。ご了承の程よろしくお願い申し上げます。

※MEGA4800 は、100V20A、もしくは、200V10A の専用コンセントのご準備が必要になります。