

レンタル終了時の送付について

お客様各位

この度は、弊社 水素吸入器 H2 メディカルパワー®MEGA シリーズ
レンタルをご利用いただきありがとうございます。
誠にお手数をおかけいたしますが機器を弊社に送付の際、
下記要領にて梱包をお願いいたします。



梱包方法

- 01 手動ポンプ等でタンク内の精製水を抜いてください。多少、タンク内に精製水が残っていても大丈夫です。
- 02 タンクの蓋のしっかり締めてください
- 03 水素、酸素の排出口にお届け時に取り付いていた「キャップ」をしてください。
- 04 機器を緩衝材で囲ってください。
- 05 使用済カニューラ以外の付属品をすべて同梱してください
- 06 箱の上下を確認して、箱の上部から機器を入れてください。箱を横にして、機器を横に滑らすように箱に入れていただいてもかまいません。
機器が箱の上下と逆さまにならないように注意してください。
箱に入れたら、テープ等で箱を閉じてください。
- 07 同梱の着払伝票を箱の上面に貼り付けて、返送をお願いします。

弊社より機器をお届けさせていただいた箱、緩衝材をご利用ください。箱、緩衝材がない場合は、弊社よりお送りさせていただきます。(有償 5000 円税込・送料込) 緩衝材等を使用しないで発送したり、弊社到着時に機器が破損していた場合、弊社到着時に機器が破損していた場合、お客様と宅配業者さんとの交渉になりますのでご了承ください。元払いにて下記に発送をお願いいたします。ヤマト運輸さん、佐川急便さん どちらでもかまいません。

TO	〒	3	7	8	-	0	3	2	2
郵便番号									
お届け先	おところ	群馬県沼田市利根町老神 531-1							
	おなまえ	MAKE MEDICAL 株式会社							
	でんわ	03-6824-4399							

返送手配後

送り状の写真を LINE 公式アカウント、もしくは、メールにて送信をお願いします。弊社に到着が確認できず、送り状番号等不明の場合は、相当の機器代をご請求、もしくは、お客様負担となってしまいますので、ご了承のほどよろしくお願い申し上げます。