

MEGAシリーズ製品仕様一覧

	MEGA900	MEGA1800	MEGA3600	MEGA5400	MEGA7200
水素発生量	600ml/分±10%	1200ml/分±10%	2400ml/分±10%	3600ml/分±10%	4800ml/分±10%
水素濃度	99.99%以上 (99万ppm以上)※東証プライム企業測定				
酸素発生量	300ml/分±10%	600ml/分±10%	1200ml/分±10%	1800ml/分±10%	2400ml/分±10%
酸素濃度	99.9%以上				
精製水消費量	約25cc/時間	約50cc/時間	約100cc/時間	約150cc/時間	約200cc/時間
精製水	弊社指定精製水 サンエイ科学 高純度精製水				
添加物	不使用				
吸入気体	水素&酸素				
連続使用時間	8時間 15分毎タイマー				
電解ユニット寿命	8000時間以上				
電解ユニット 交換費用(税込・送料別)	5万円	5万円	10万円	15万円	20万円
水素発生モニター	○	○	○	○	○
水位センサー	○	○	○	○	○
水質センサー	○	○	○	○	○
温度センサー	○	○	○	○	○
消灯モード	液晶ディスプレイ、LEDランプOFF にして暗くできます。				
安全機能	水素圧力異常緊急自動停止/衝撃・横倒時自動停止/特許取得 タンク防爆機構/特許取得 非爆発危険濃度吸入方式カニューラ/安全弁 (ストラップボトル、タンク) /バックラッシュ機構 (機器爆発防止安全装置) /ガス排出口逆止弁/機器内静電気除去機能/日本電気用品安全法 PSE適合製品/日本電気用品安全法 PSE準拠アース線付属				
定格電圧・周波数	100V 50/60Hz				
定格電流	4A	5A	9A	12A	17A
重量	9kg	10kg	13kg	17kg	24kg
サイズ	22×32×H34cm		28×36×H50cm	30×40×H50cm	40×55×H60cm
付属品	特許取得 非爆発危険濃度吸入方式カニューラ4個 (お試し・レンタルは1個) /取扱説明書/ストラップボトルセット 精製水 (ご購入: 900・1800・3600・5400 10L 1箱。7200 10L 2箱) (お試し・レンタル: 900・1800・3600・5400 10L 1箱。7200 10L 2箱) その他、ご準備いただくものなくご利用いただけます。				
保証期間	保証期間1年 (以降、修理費用5万円以下にて対応いたします)				
長期消耗品	ミクロンフィルター/年、イオン除去フィルター/年、電解ユニット8000時間以上				
延長保証費用/年	3万円	5万円	7万円	8万円	10万円
価格(税込・送料込)	298,000円	458,000円	728,000円	988,000円	1,288,000円
レンタル/月(税込)	16,000円	30,000円	45,000円	60,000円	80,000円
レンタルお預り金	30,000円	50,000円	80,000円	120,000円	150,000円
お試し2週間お預り金	30,000円	50,000円	80,000円	120,000円	150,000円

※延長保証は、電解ユニットの保証は含みません。お届けから1か月以内にお申込みください。

※仕様・価格は、予告なく変更する場合がございます。ご了承の程よろしくお願い致します。

※MEGA4800 は、単相100V20A、もしくは、単相200V10A の専用コンセントのご準備が必要になります。詳細は下記ご覧ください。

<https://make-medical.com/wp-content/uploads/2025/09/siyoujyunocyuuijikkou.pdf>