

レンタル終了時の送付について

お客様各位

この度は、弊社 水素吸入器 H2 メディカルパワー®MEGA シリーズ
レンタルをご利用いただきありがとうございます。
誠にお手数をおかけいたしますが機器を弊社に送付の際、
下記要領にて梱包をお願いいたします。



梱包方法

- 01 手動ポンプ等でタンク内の精製水を抜いてください。多少、タンク内に精製水が残っていても大丈夫です。
- 02 タンクの蓋のしっかり締めてください
- 03 水素、酸素の排出口にお届け時に取り付いていた「キャップ」をしてください。
- 04 機器を緩衝材で囲ってください。
- 05 使用済カニューラ以外の付属品をすべて同梱してください
- 06 箱の上下を確認して、箱の上部から機器を入れてください。箱を横にして、機器を横に滑らすように箱に入れていただいてもかまいません。機器が箱の上下と逆さまにならないように注意してください。箱に入れたら、テープ等で箱を閉じてください。
- 07 同梱の元払伝票を箱の上面に貼り付けて、返送をお願いします。

弊社より機器をお届けさせていただいた箱、緩衝材をご利用ください。箱、緩衝材がない場合は、弊社よりお送りさせていただきます。（有償 5000 円税込・送料込）緩衝材等を使用しないで発送したり、弊社到着時に機器が破損していた場合、弊社到着時に機器が破損していた場合、お客様と宅配業者さんとの交渉になりますのでご了承ください。元払いにて下記に発送をお願いいたします。ヤマト運輸さん、佐川急便さん どちらでもかまいません。

お届け先

TO 郵便番号 378-0322

おところ 群馬県沼田市利根町老神 531-1

おなまえ MAKE MEDICAL 株式会社

でんわ 03-6899-5234

送料

レンタルの場合：元払い
大変お手数をおかけいたしますがよろしくお願ひ申し上げます。

返送手配後

送り状の写真を LINE 公式アカウント、もしくは、メールにて送信をお願いします。弊社に到着が確認できず、送り状番号等不明の場合は、相当の機器代をご請求、もしくは、お客様負担となってしまいますので、ご了承のほどよろしくお願い申し上げます。



メイクメディカル

MAKE MEDICAL株式会社

水素吸入器 H₂メディカルパワー®で”不可能”を”可能”に!

【銀座本社 & 無料体験ショールーム】〒104-0061 東京都中央区銀座 5-14-3MAKE ビル（銀座 5 丁目ビル）

【FACTORY】〒378-0322 群馬県沼田市利根町老神 531-1 ☎03-6899-5234 ✉info@make-medical.com



LINEアカウント | 公式ホームページ