

MEGAシリーズ製品仕様一覧

	MEGA600	MEGA1200	MEGA2400	MEGA3600	MEGA4800
水素発生量	600ml/分±10%	1200ml/分±10%	2400ml/分±10%	3600ml/分±10%	4800ml/分±10%
水素濃度	99.99%以上（99ppm以上）※東証プライム企業測定				
酸素発生量	300ml/分±10%	600ml/分±10%	1200ml/分±10%	1800ml/分±10%	2400ml/分±10%
酸素濃度	酸素排出口にて 酸素97～99%＋水素1～3%				
精製水消費量	約25cc/時間	約50cc/時間	約100cc/時間	約150cc/時間	約200cc/時間
精製水	弊社指定精製水 サンエイ科学 高純度精製水				
添加物	不使用				
吸入気体	水素&酸素				
連続使用時間	5時間 8時間				
電解ユニット寿命	5000時間以上				
電解ユニット 交換費用(税込・送料別)	8万円	12万円	18万円	27万円	35万円
水素発生モニター	○	○	○	○	○
水位センサー	○	○	○	○	○
水質センサー	○	○	○	○	○
温度センサー	○	○	○	○	○
定格電圧・周波数	100V 50/60Hz				
安全装置	タンク蓋安全弁、圧力異常自動停止機能				
定格電流	4A	5A	9A	12A	17A
重量	9kg	10kg	13kg	17kg	24kg
サイズ	22×32×H34cm		28×36×H50cm	30×40×H50cm	40×55×H60cm
付属品	カニューラ4個（お試し・レンタルは1個）/取扱説明書 精製水（ご購入：600・1200 2400・3600 10L 1箱。4800 10L 2箱） （お試し・レンタル：600・1200・2400・3600 10L 1箱。4800 10L 2箱）				
保証期間	1年				
長期消耗品	ミクロンフィルター/年、イオン除去フィルター/年、電解ユニット/5000時間以上				
延長保証費用/年	3万円	5万円	7万円	8万円	10万円
価格(税込・送料込)	298,000円	458,000円	728,000円	988,000円	1,288,000円
レンタル/月(税込)	16,000円	30,000円	45,000円	60,000円	80,000円
レンタルお預り金	30,000円	50,000円	80,000円	120,000円	150,000円
お試し2週間お預かり金	30,000円	50,000円	80,000円	120,000円	150,000円

※延長保証は、電解ユニットの保証は含みません。お届けから1か月以内にお申込みください。

※仕様・価格は、予告なく変更する場合がございます。ご了承の程よろしくお願いします。

※MEGA4800 は、単相100V20A、もしくは、単相200V10A の専用コンセントのご準備が必要になります。詳細は下記ご覧ください。

<https://drive.google.com/file/d/1Vuku9YhojpB2fyKrASl6GISOWyO7mxp6/view>