

測定結果報告書

MAKE MEDICAL 株式会社 御中

発行日 2023.11.24

検査 No. 2311-5

株式会社 TYK 機能材料研究所

岐阜県多治見市大畑町 3-1

TEL 0572-25-7181

責任者印	担当印
	

製品名	H2 メディカルパワー
型番	MEGA2400

測定ガス: 水素ガス吐出口のガス

測定日: 2023.11.24 PM2 時-5 時

測定時室温: 22℃

測定項目	測定結果	測定方法
吐出量	2400±30ml	水上置換法
水素濃度	99.99 以上	GL サイエンス社製 990 Micro GC
ー以下余白ー		

※ 日本エア・リキード製 超高濃度水素ガス 99.999%保証にて校正

※ 水蒸気(水分量)は加味されていない値