



MEGA7200の コンセントについて

MEGA4800 は、

定格電流：17A

消費電力：1700W

单相 100V 20A 单相 200V 10A の
いずれかの専用屋内配線
専用コンセントをご準備ください。



■ 設置するコンセント

「WK3811 パナソニック」相当を設置してください。

アマゾン、モノタロウ等にて購入できます。

<https://amzn.asia/d/aR6BHTM>

最寄りの電気屋さんにご相談の上、
屋内配線、設置をお願いいたします。



購入はこちら



■ MEGA4800 の電源コード長さ

レンタル用：3m ご購入：5m

パナソニックさんの延長コード3mもご利用いただけます。

WH4931WP

<https://amzn.asia/d/1tM6CW8>



購入はこちら



万が一、返品、返却の際、電気工事代はお客様負担となります。
ご了承の程お願いいたします。



メイクメディカル

MAKE MEDICAL株式会社

水素吸入器 **H₂メディカルパワー**® で“不可能”を“可能”に!

【銀座本社 & 無料体験ショールーム】〒104-0061 東京都中央区銀座5-14-3MAKEビル（銀座5丁目ビル）

【FACTORY】〒378-0322 群馬県沼田市利根町老神531-1 ☎03-6899-5234 ✉info@make-medical.com



公式LINEアカウント



ホームページはこちら