

水素吸入器の選び方

水素吸入器選びの6つのポイント



1. 安全性

水素ガスは、取り扱いを誤ると危険です。
その上で、安全性は、最も重要です。



01 非爆発限界濃度での吸入

水素は空気と混ざり、濃度が4.0%～75.0%に達すると極めて低いエネルギーでも引火する「爆発限界」を持ちます。
MAKE MEDICAL(メイクメディカル)の吸入は「非爆発限界濃度吸入」です。
「燃えるための条件(混合)」を鼻腔直前まで物理的に作らないことで、チューブ内での引火リスクをゼロに抑えました。

	他社A	他社B	MAKE MEDICAL
ガスの種類	水素ガスのみ	水素と酸素の混合ガス	水素と酸素を独立供給
非爆発限界濃度	◎	×	◎
水素発生量 (ml/分)	200	1,200	4,800
吸入時の水素濃度	99.90%	66.6%	99.99%
酸素発生量 (ml/分)	0	600	2,400

02 PSE適合製品

日本国内でコンセントに繋いで使う電化製品は
法令で定められた技術基準に適合していること
かつ、PSEマークを表示することが法律で義務付けられています



03 安全機能

必須となる8つの安全装備



水素圧力異常
自動停止安全装置



バックラッシュ機構
(機器爆発防止安全装置)



マルチセンサー！
水位・水質・温度水素発生量を
常時監視



ガス排出口
チェックバルブ



特許取得！
タンク防爆機構



衝撃・横倒時自動停止



セフティーバルブ
(ストラップボトル、タンク)



機器内静電気除去機能

2. 水素発生量

H2メディカルパワー MEGA7200のような高流量モデル(水素発生量4,800mL/分)であれば
短時間の吸入でも圧倒的な量の水素分子を全身に届けることができます。忙しい現代人にとって、「短時間で効率よく」は大きな利点です。



3. 水素純度

水素吸入における純度は、食品でいうところの
「無添加・無農薬」のようなものです。



「MEGA7200」が第三者機関による分析結果を
公開し、99.99%以上にこだわるのは、お客様の健康を預かる
メーカーとしての「誠実さの証」でもあります。

4. 添加物ゼロ

「毎日、深い呼吸で体に取り入れるものだからこそ
リスクは0.1%もあってはならない。」高純度精製
水だけを使用する方式(添加物ゼロ)であれば
万が一ミストが発生したとしても、それは「ただの純粋な水」です。



無刺激 肺や喉を痛める心配がありません。

万が一肌に触れても、劇物ではないため安全です。

5. 信頼できるメーカーの選び方

- 自社設計・自社開発
- 自社工場生産による徹底した品質管理
- 自社メンテナンス ● 修理費用は5万円未満宣言



6. 価格

- 圧倒的なコストパフォーマンス
(適正価格の追求)



メーカー	某社	MAKE MEDICAL	MAKE MEDICAL
製品名・タイプ	1800	MEGA1800	MEGA7200
水素発生量	1200ml	1200ml	4800ml
酸素発生量	600ml	600ml	2400ml
ガス合計量	1800ml	1800ml	7200ml
価格	2,300,000円	458,000円(税込)	1,288,000円(税込)

- 自社設計による「部品の最適化」
- 自社製造・自社メンテナンス ● 製造・直販

確かな「安全性」と「品質」そして「適正価格」
それが**MAKE MEDICAL**の約束です